


Results interpretation guide

Guía de interpretación de resultados

Guia de interpretação dos resultados




Integron® IT26-C

Unprocessed | Sin procesar | Sem processar






Processed | Procesado | Processado



Accept Regular cycles | **Aceptado** Ciclos Regulares | **Aceito** Ciclos Regulares



Accept Extended or humid cycles | **Aceptado** Ciclos extendidos o húmedos | **Aceito** Ciclos Estendidos ou Úmidos



Reject | **Rechazado** | **Rejeito**



NOTE: Screen calibration of electronic devices (PC, tablet, mobile phone), as well as environmental light, may interfere in the representation of the colors. Terragene® does not guarantee that the color you see on the screen is 100% real.

NOTA: La calibración de la pantalla de los dispositivos electrónicos (PC/tablet/teléfono móvil), como así también la luz ambiental, pueden interferir en la representación de los colores. Terragene® no garantiza que el color que ve en pantalla sea 100% real.

NOTA: A calibração da tela dos dispositivos eletrônicos (PC/tablet/celular), assim como a luz ambiente, podem interferir na representação das cores. Terragene® não garante que a cor apreciada na tela seja 100% real.